



CooperVision®
Live Brightly.®

مواصفات المنتج



عائلة عدسات كلاريتي اليومية

كلاريتي® ليوم واحد



جدول الارتداء
تُستخدم مرة واحدة يوميًا

خيارات حجم العدبة
30 أو 90

محتوى المواد/الماء
A / 56% سوموفيلكون

8.6mm
14.1mm

منحنى
القطر

القوة الكروية
-10.00D إلى +8.00D
خطوات 0.50D بعد (+/-)
6.00D

التصميم
لا كروي

SiHy مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير
حظر الأشعة فوق البنفسجية*
نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة لا

قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية في عدسات
لاصقة مناسبة للاستخدام ليوم واحد.

كلاريتي® الحيدية التي تُستخدم ليوم واحد



جدول الارتداء
تُستخدم مرة واحدة يوميًا

خيارات حجم العدبة
30

محتوى المواد/الماء
A / 56% سوموفيلكون

8.6mm
14.3mm

منحنى
القطر

القوة الكروية
Plano to -6.00D
(0.25DS steps)
-6.50D to -9.00D
(0.50DS steps)

قوة الأسطوانة
-0.75
-1.25
-1.75

المحور
10°, 20°, 60°, 70°,
80°, 90°,
100°, 110°,
120°, 160°,
170°, 180°

SiHy مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير
حظر الأشعة فوق البنفسجية*
نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة لا

قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية في عدسات
لاصقة مناسبة للاستخدام ليوم واحد.

+0.25D to +4.00D
(0.25DS steps)

-0.75
-1.25
-1.75

20°, 70°,
90°, 110°,
160°, 180°

التصميم
لا كروي

Plano to -6.00D
(0.25DS steps)

-2.25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

-6.50D to -9.00D
(0.50DS steps)

كلاريتي® متعددة البؤر تُستخدم ليوم واحد



قيمة رائعة وقابلية تنفس عالية في عدسات
لاصقة مناسبة للاستخدام ليوم واحد.

جدول الارتداء
تُستخدم مرة واحدة يوميًا
القوة الكروية
+5.00D to -6.00D
(in 0.25 Steps)

خيارات حجم العلية
30-pack
إضافة القوة
Low:
up to +2.25D
High:
+2.50D to
+3.00D

محتوى المواد/الماء
A / 56%
التصميم
المسافة القريبة والمتوسطة
التصاعدية والظرافية

منحنى
القطر
مجموعة إدارة الأغذية
والعقاقير
SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*
نعم
لا
العدسات ذات الرؤية الملونة

عائلة بيوفينيتي

عدسات بيوفينيتي® اللاصقة



أداء بصري استثنائي. شعور مميز بالراحة
طوال اليوم.


جدول الارتداء
ارتداء مستمر يصل إلى 6
ليالٍ و7 أيام
القوة الكروية
+8.00D to -12.00D
(0.50D steps after
+/-6.00D)
+8.50D to +15.0D
-12.50D to
-20.00D
(0.50D steps)

خيارات حجم العلية
3 أو 6
التصميم
لا كروي

محتوى المواد/الماء
A / 48%

منحنى
القطر
مجموعة إدارة الأغذية
والعقاقير
SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*
لا
نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة

عدسات بيوفينيتي® اللاصقة الحديدية



أداء بصري استثنائي. شعور مميز بالراحة
طوال اليوم.

جدول الارتداء
ارتداء مستمر يصل إلى 6
ليالٍ و7 أيام
القوة الكروية
+8.00D to -10.00D
(0.50D steps after
+/-6.00D)
+8.50 to +10.00
(0.50D Steps)
+10.00 to -10.00
(0.50D Steps after
+/- 6.00D)

خيارات حجم العلية
تحتوي على 3 أو 6
عدسات
قوة الأسطوانة
-0.75
-1.25
-1.75
-2.25
-0.75 to -2.25
(in 0.50 Steps)
-2.75 to -5.75
(in 0.50 Steps)

محتوى المواد/الماء
A / 48%
المحور
10° to 180°
(10° steps)
5° to 180°
(5° Steps)
5° to 180°
(5° Steps)

منحنى
القطر
مجموعة إدارة الأغذية
والعقاقير
SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*
لا
نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة

التصميم
Optimised Toric
Lens Geometry™

بيوفينيتي® متعددة البؤر



أداء بصري استثنائي من كل مسافة. شعور مميز بالراحة طوال اليوم.

جدول الارتداء	ارتداء مستمر يصل إلى 6 ليالي و 7 أيام
القوة الكروية	+6.00D to -8.00D (0.50D steps after -6.00D)


خيارات حجم العدبة	تحتوي على 3 أو 6 عدسات
إضافة القوة	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50

محتوى المواد/الماء	A / 48% كورمفيلكون
التصميم	D lens N lens

منحنى	8.6mm
القطر	14.0mm
مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير	SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*	لا
العدسات ذات الرؤية الملونة	نعم

عائلة أفيرا فيتالتي

أفيرا فيتالتي™



أداء عالي. قيمة مذهلة.


جدول الارتداء	يوميًا
القوة الكروية	+8.00D to +12.00D

خيارات حجم العدبة	3 أو 6
التصميم	سطح أمامي كروي

محتوى المواد/الماء	A / 55% فانفيلكون
--------------------	-------------------

منحنى	8.4mm
القطر	14.2mm
مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير	SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*	نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة	نعم

عدسات أفيرا فيتالتي™ اللاصقة الحيدية



أداء عالي. قيمة مذهلة.

جدول الارتداء	يوميًا
القوة الكروية	+0.25 to +6.00DS (0.25D steps) +6.50 to +8.00DS (0.50D steps) -0.25 to -6.00DS (0.25D steps) -6.50 to -10.00DS (0.50D steps)

خيارات حجم العدبة	3 أو 6
قوة الأسطوانة	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25

محتوى المواد/الماء	A / 55% فانفيلكون
المحور	10° to 180° (10° steps)
التصميم	Optimised Toric Lens Geometry™

منحنى	8.5mm
القطر	14.5mm
مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير	SiHy
حظر الأشعة فوق البنفسجية*	نعم
العدسات ذات الرؤية الملونة	نعم

عائلة بروكلير

بروكليير® ليوم واحد	جدول الارتداء	خيارات حجم العدبة	محتوى المواد/الماء	8.7mm 14.2mm	منحنى القطر
 <p>رؤية واضحة*، شعور بالراحة، لمرتدي العدسات اللاصقة الذين يعانون من جفاف العين.</p>	يوميًا	مغلقات ذات واجهة بلاستيكية شفافة تحتوي على 90 عبة و 30 عبة	A / 60% أومافيلكون	2	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير حظر الأشعة فوق البنفسجية* العدسات ذات الرؤية الملونة نعم
	القوة الكروية	التصميم لا كروي			
	+8.00D to -12.00D (0.50D steps after -6.00D and +5.00D)				
بروكليير® متعددة البؤر التي تُستخدم ليوم واحد	جدول الارتداء	خيارات حجم العدبة	محتوى المواد/الماء	8.7mm 14.2mm	منحنى القطر
 <p>شعور بالراحة لمرتدي العدسات اللاصقة متعددة البؤر الذين يعانون من جفاف العين.</p>	يوميًا	30-pack blisters	A / 60% أومافيلكون	2	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير حظر الأشعة فوق البنفسجية* العدسات ذات الرؤية الملونة نعم
	القوة الكروية	إضافة القوة	التصميم لا كروي		
	+6.00D to -10.00D (0.50D steps after -6.00D)	Single power profile, up to +2.50			
عدسات بروكلير® اللاصقة الكروية الحيدية	جدول الارتداء	خيارات حجم العدبة	محتوى المواد/الماء	8.6mm 14.2mm	منحنى القطر
 <p>رؤية واضحة² وشعور بالراحة، لمرتدي العدسات اللاصقة الذين يعانون من جفاف العين.</p>	يوميًا	3 أو 6	B / 62% أومافيلكون	2	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير حظر الأشعة فوق البنفسجية* العدسات ذات الرؤية الملونة نعم
	القوة الكروية	التصميم كروية			
	+20.00D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.00D)				
	Plano to -10.00D (0.50D steps after +/-6.00D)				

عدسات بروكلير® اللاصقة الحديدية



وتوفر شعورًا بالراحة طوال اليوم لمرثدي
العدسات اللاصقة الذين يعانون من اللابورية
وجفاف العين.

جدول الارتداء يوميًا	خيارات حجم العلية 3 أو 6	محتوى المواد/الماء B / 62% أومايلكون	8.4, 8.8mm 14.4mm	منحنى القطر
القوة الكروية	قوة الأسطوانة	المحور	2	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير
+6.25D to +10.00D (0.50D steps after +6.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	5° to 180° (5° steps)	لا	حظر الأشعة فوق البنفسجية
-8.50D to -10.00D (0.50D steps)				العدسات ذات الرؤية الملونة نعم
+10.00D to -10.00D (0.50D steps after +/-6.50D)	-2.25 to -5.75 (0.50D steps)	5° to 180° (5° steps)		
+6.00 to -6.25D (0.25D steps) -6.50 to -8.00D (0.50D steps)	-2.75 to -5.75DC (0.50D steps)	5° to 180° (5° steps)		
+6.25, +6.50 to +10.00D (0.50D steps)	-0.75 to -5.75DC (0.50D steps)	5° to 180° (5° steps)		
-8.50 to -10.00D (0.50D steps)	-0.75 to -5.75DC (0.50D steps)	5° to 180° (5° steps)		

بروكليير® متعددة البؤر



وتوفر شعورًا بالراحة طوال اليوم لمرثدي
العدسات اللاصقة متعددة البؤر الذين يعانون
من جفاف العين.

جدول الارتداء يوميًا	خيارات حجم العلية 3 أو 6	محتوى المواد/الماء B / 62% أومافيلكون	منحنى 8.7mm 14.4mm
القوة الكروية +6.00D to -8.00D (0.50D steps after -6.50D)	إضافة القوة +1.00 +1.50 +2.00 +2.50D	المحور D lens N lens	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير 2 حظر الأشعة فوق البنفسجية* لا العدسات ذات الرؤية الملونة نعم
+6.25D to +20.00D -8.50D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.50D)	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50		
+20.00D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.50D)	+3.00 +3.50 +4.00		
+20.00D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.50D)	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50 +4.00		

بروكليير® الحيدية متعددة البؤر



توفر شعورًا بالراحة طوال اليوم لمرثدي
العدسات اللاصقة متعددة البؤر الذين يعانون
من اللابؤرية وجفاف العين.

جدول الارتداء يوميًا	خيارات حجم العلية 3 أو 6	محتوى المواد/الماء B / 62% أومافيلكون	منحنى 8.4, 8.8mm 14.4mm
القوة الكروية +20.00D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.50D)	قوة الأسطوانة -0.75 to -5.75 (0.50 steps)	المحور 5° to 180° (5° steps)	مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير 2 حظر الأشعة فوق البنفسجية* لا العدسات ذات الرؤية الملونة نعم

التصميم
D lens
N lens

عائلة بيوميديكس

بيوميديكس 55® إيفوليوشن



مصممة لتوفر الشعور بالراحة والأداء العالي
بسعرٍ معقول.

جدول الارتداء يوميًا	خيارات حجم العلبة مغلقات ذات واجهة بلاستيكية شفافة تحتوي على 6 عبوات	محتوى المواد/الماء D / 55% أو كوفيلكون	8.8mm 14.2mm 4	منحنى القطر مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير
القوة الكروية -0.50D to -10.00D (0.50D steps after -6.00D)	التصميم لا كروي		نعم	حظر الأشعة فوق البنفسجية*
			نعم	العدسات ذات الرؤية الملونة

عدسات بيوميديكس® اللاصقة الحيدية إيفوليوشن



عدسات لاصقة ميسورة التكلفة لمن يعانون
من اللابؤرية.

جدول الارتداء يوميًا	خيارات حجم العلبة 3 أو 6	محتوى المواد/الماء D / 55% أو كوفيلكون	8.7mm 14.5mm 4	منحنى القطر مجموعة إدارة الأغذية والعقاقير
القوة الكروية -10.00D إلى +8.00D خطوات 0.50D بعد +/- (6.00D)	قوة الأسطوانة -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	المحور 10° to 180° (10° steps)	نعم	حظر الأشعة فوق البنفسجية*
			نعم	العدسات ذات الرؤية الملونة

عدسات بيوميديكس يوم 1 إضافي



مصممة لتحقيق الفائدة القصوى للشعور
بالراحة طوال اليوم.

منحنى القطر	محتوى المواد/الماء	خيارات حجم العلية	جدول الارتداء
8.6mm	D / 55% أو كوفيلكون	30	يوميًا
14.2mm			
4		التصميم	القوة الكروية
لا		كروية	-0.50D to -10.00 (0.50D steps after -6.00D)
نعم	مجموعه إدارة الأغذية والعقاقير حظر الأشعة فوق البنفسجية* العدسات ذات الرؤية الملونة		

* أثناء الاستخدام اليومي.

Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear¹
Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.

2. non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20. في ملف 2017 و 2014؛ CVI بيانات

* تساعد العدسات اللاصقة التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية على توفير الحماية ضد انتقال الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى العين ولكنها لا تحل محل النظارات الواقية التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية، مثل النظارات الواقية أو النظارات الشمسية التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية، لأنها لا تغطي العين أو المنطقة المحيطة بها تمامًا. استمر في استخدام النظارات التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية وفقًا لتوجيهات اختصاصي العناية بالعين.

تعد جميع العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والمظهر التجاري وأسماء المنتجات الواردة هنا بمثابة علامات تجارية مسجلة وعلامات تجارية لشركة CooperVision والشركات المنتسبة لها والشركات التابعة لها، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ولا يجوز استخدام العلامات التجارية لشركة CooperVision علنًا إلا بالحصول على إذن.